

日本の職人が
丹精込めて
造り上げた逸品



プレミアム剪刀
MADE IN JAPAN



チタン アイリス剪刀

- SKT20001 11cm 直 ¥35,000
- SKT20002 11cm 曲 ¥35,000
- SKT20003 10.5cm 直 デリケート ¥35,000
- SKT20004 10.5cm 曲 デリケート ¥35,000



SKT20002



SKT20001

形成テノトミ剪刀

- SKT20005 10cm 直 ¥35,000
- SKT20006 10cm 曲 ¥35,000



SKT20006



SKT20005

SAKAKI PREMIUM SCISSORS

SAKAKI PREMIUM SCISSORS

形成コトル剪刀

SKT20007 10.5cm 曲 ¥35,000



形成ストラビズムス剪刀

SKT20008 11.5cm 直 ¥35,000



ウォルタル剪刀

SKT20009 10cm ¥35,000



形成メツェンバーム剪刀

SKT20011 10.5cm 曲 ¥35,000



弊社 チタン製品



SAKAKI の魅力について

ドクターとの共同開発による、
日本のドクターのための医療機器

～多くのドクターのニーズに必ずお答え出来る製品と確信しております～

手術中の手にぴったりフィットした使い心地により、より安全、より快適を実現しました。
重さを45%軽減する事により、長時間の手術、繊細な手術においてのドクターの負担を軽減します。
特に脳神経、眼科、心臓血管、形成外科手術のご使用に最適です。

磁気を帯びないため、持針器が針を引き寄せる事無く、iMRIでも安全にお使いいただけます。

錆の心配が無く、アレルギー反応を起こす事も無いため、安心してご使用いただけます。

耐久性、腐食性に優れているだけでなく、洗浄等のメンテナンスの面においての手間も軽減します。

弊社製品独自の青色は、手術中のライトの光による目の疲れを緩和します。

販売元・お問い合わせ

医療機器製造・販売・卸売

**株式会社
エムエーコーポレーション**

本社：〒278-0047 千葉県野田市清水公園東1-28-3
TEL：04-7126-3510(代) FAX：04-7126-3512
<http://www.maco-jp.com/> Mail：info@maco-jp.com
千葉工場：〒278-0006 千葉県野田市柳沢42-137
TEL：04-7126-2717(代) FAX：04-7126-2719
医療機器製造許可番号 12BZ200044
医療機器製造販売許可番号 12B3X10001
ISO認証 ISO：13485：2003 ISO：9001：2008



M A Corporation

