



TITANIUM

General Surgical Instruments
3T Compatible



MRI対応
チタン製手術器具

株式会社エムエーコーポレーション
<http://www.maco-jp.com/>

弊社 チタン製品

神

SAKAKI

の魅力について

ドクターとの共同開発による、 日本のドクターのための医療機器

～多くのドクターのニーズに必ずお答え出来る製品と確信しております～

手術中の手にぴったりフィットした使い心地により、より安全、より快適を実現しました。
重さを45%軽減する事により、長時間の手術、繊細な手術においてのドクターの負担を軽減します。
特に脳神経、眼科、心臓血管、形成外科手術のご使用に最適です。

磁気を帯びないため、持針器が針を引き寄せる事無く、iMRIでも安全にお使いいただけます。

錆の心配が無く、アレルギー反応を起こす事も無いため、安心してご使用いただけます。

耐久性、腐食性に優れているだけでなく、洗浄等のメンテナンスの面においての手間も軽減します。

弊社製品独自の青色は、手術中のライトの光による目の疲れを緩和します。

より確かな把持力と、操作性



弊社のチタン製品は「SAKCOT セーフティ™」により
コーティングされています

従来の加工法製品との違い

手術中に人体に破片を残す心配がない。

針を傷める事なくしっかりと固定し、滑る事がない。

目次

鑷子	1—6
Tissue Forceps	
剪刀	7—8
Scissors	
持針器	9—10
Needle Holders	
止血鉗子	11—13
Hemostatic Forceps	
血管鉤・血管擴張器	14—17
Vascular Dilators	
剝離子	18—19
Dissectors	
滅菌トレー	20
Plastic Sterilization Trays	

Tissue Forceps 鑷子

ジュエラー鑷子

SMT10001	12.0 cm	#1	先端 0.2mm	ハンドル波なし
SMT10003	12.0 cm	#2	先端 0.2mm	ハンドル波なし
SMT10005	12.0 cm	#3	先端 0.2mm	ハンドル波なし
SMT10007	17.0 cm	#3	先端 0.2mm	ハンドル波なし



ジュエラー鑷子

SMT10009	11.0 cm	#4	先端 0.1mm	
SMT10011	11.0 cm	#5	先端 0.15mm	アングル 45°
SMT10012	11.7 cm	#7	先端 0.2mm	曲




ジュエラー鑷子

SMT10013	15.7cm	先端 0.23mm	プラットホーム
----------	--------	-----------	---------




ジュエラー鑷子

SMT10014	11.7cm	#5a	先端 0.2mm	
SMT10015	11.7cm	#5a	先端 0.2mm	ハンドル波なし



ドベーカー血管鑷子 2.0mm フラットハンドル


SCT10067 15.0cm
SCT10068 20.0cm
SCT10069 24.0cm



SCT10068

ドベーカー血管鑷子 1.5mm フラットハンドル

SCT10070 15.0cm
SCT10071 20.0cm
SCT10072 24.0cm




SCT10070



SCT10071


ドベーカー血管鑷子 TCC ジョー フラットハンドル

SCT10080 20.0cm



ドベーカー血管鑷子 1.0mm フラットハンドル

SCT10093 15.0cm
SCT10094 20.0cm
SCT10095 24.0cm
SCT10096 21.0cm アンクル45°



SCT10094



SCT10096


ドベーカー血管鑷子 TCC ジョー ラウンドハンドル

SCT10097 20.0cm



ドベーカー血管鑷子 1.0mm ラウンドハンドル

SCT10101 18.0cm
SCT10102 21.0cm
SCT10103 23.0cm




SCT10102

Tissue Forceps 鑷子

ジェラルド・ドベーカー鑷子 フラットハンドル


SCT10076 20.0 cm 先端 1.5mm
SCT10077 20.0 cm 先端 2.0mm



SCT10077

ジェラルド鑷子 フラットハンドル


SCT10078 18.0 cm 先端 1.0mm
SCT10079 20.0 cm 先端 1.0mm



SCT10079

ジェラルド鑷子

SCT10001 18.0 cm 先端 1.0mm
SCT10002 20.0 cm 先端 1.0mm



SCT10002

アドソン・ブラウン鑷子

SCT10089 12cm 先端1.8mm 7×7T



アドソン鑷子 TCC ジョー

SMT10032 12cm 有鉤 先端1.3mm 1×2T
SMT10033 12cm 有鉤 先端1.3mm 1×2T プラットホーム
SMT10034 12cm 有鉤 先端1.3mm 2×3T プラットホーム
SMT10035 12cm 無鉤 先端1.3mm



SMT10032

バラヤ鑷子


SCT10081 18cm 有鉤 2×3爪



組織鑷子 プラットホーム

SCT10104 18.0cm 有鉤 0.4mm 1×2T 18.0cm

SCT10105 21.0cm 有鉤 0.4mm 1×2T 21.0cm



SCT10105

外科用鑷子 TCC ジョー ラウンドハンドル

SCT10010 22.5 cm 先端 2.0mm



外科用鑷子 無鉤 フラットハンドル

SMT10039 13.0 cm

SMT10040 15.0 cm

SMT10041 16.0 cm

SMT10042 18.0 cm

SMT10043 20.0 cm

SMT10044 23.0 cm

SMT10045 25.0 cm



SMT10039



SMT10041



SMT10043

Tissue Forceps 鑷子

マイクロ鑷子 フラットハンドル

SMT10016 11.5cm 有鉤 先端0.8mm 1×2T TCCジョー
SMT10017 11.5cm 無鉤 先端0.8mm セレテドジョー



SMT10016



SMT10017

マイクロ縫合鑷子 TCCジョー フラットホーム ラウンドハンドル

SCT10025	20cm 直 0.5mm	SCT10029	23cm 直 0.7mm
SCT10026	20cm 直 0.3mm	SCT10030	23cm 直 0.3mm
SCT10027	20cm 曲 0.5mm	SCT10031	23cm 曲 0.7mm
SCT10028	20cm 曲 0.3mm	SCT10032	23cm 曲 0.3mm



SCT10025



SCT10027



デニス マイクロ鑷子 TCCジョー フラットホーム ラウンドハンドル

SCT10044	15.0cm 直 0.3mm	SCT10049	18.0cm 曲 0.3mm
SCT10045	15.0cm 曲 0.3mm	SCT10050	21.0cm 直 0.5mm
SCT10047	18.0cm 直 0.3mm	SCT10053	21.0cm 曲 0.3mm



SCT10044



SCT10053



異物鑷子

SKT10035 13cm 目無し
SKT10036 13cm 目付き



SKT10035



SKT10036

マッカンドー鑷子

SKT10048 16cm 有鉤
SKT10049 16cm 無鉤



SKT10048




SKT10049

クッシング鑷子 セレテドジョー

SCT10081 18cm 直 1.0mm
SCT10082 18cm アングル 1.4mm
SCT10083 21cm 直 1.0mm
SCT10081 18cm 直 1.0mm



SCT10081



SCT10082

ニュージェント鑷子

SMT10037 10.8cm アングル45° 1.2mm



Scissors 剪刀

チタン アイリス剪刀

- SKT20001 11cm 直
- SKT20002 11cm 曲
- SKT20003 10.5cm 直 デリケート
- SKT20004 10.5cm 曲 デリケート



形成テノトミ剪刀

- SKT20005 10cm 直
- SKT20006 10cm 曲



形成コトル剪刀

- SKT20007 10.5cm 曲



形成ストラビズムス剪刀

SKT20008 11.5cm 直



ウォルタル剪刀

SKT20009 10cm




形成メツェンバーム剪刀

SKT20011 10.5cm 曲




マリス・バイオネット マイクロ剪刀 フラットハンドル

- SNT20033 23.0cm 直
- SNT20035 23.0cm 直 ファイン
- SNT20036 23.0cm 鋸刃状 直 ファイン
- SNT20040 23.0cm 鋸刃状 曲 上向き
- SNT20041 23.0cm 曲 ファイン
- SNT20043 23.0cm 曲 下向き



SNT20033



SNT20036



Needle Holders 持針器

ライダー持針器 TCCジョー

SCT30001 15cm 先端1.4mm
SCT30002 17cm 先端1.4mm
SCT30003 19cm 先端1.4mm



クライル・ウッド持針器

SCT30008 20cm 先端2.0mm
SCT30009 20cm 先端4.0mm



胸骨針用持針器 TCCジョー

SCT30011 20cm 先端6.0mm



フェル持針器 TCCジョー

SCT30005 21.0cm
SCT30006 30.0cm



ヘガール型持針器 TCCジョー スタンダードタイプ

SKT30001	12.5cm
SKT30004	13.0cm
SKT30007	14.0cm
SKT30010	16.0cm
SKT30013	18.0cm



オルセン・ヘガール剪刀付持針器 TCCジョー スタンダードタイプ

SMT30021	12.5cm
SMT30023	13.0cm
SMT30025	14.0cm
SMT30027	16.0cm
SMT30029	18.0cm




ヤサーギル・バイオネット マイクロ持針器 TCCジョー フラットハンドル

SNT30001	18.5cm 直 0.5mm ロック無	SNT30005	20.0cm 直 0.5mm ロック無
SNT30002	18.5cm 直 0.5mm ロック付	SNT30006	20.0cm 直 0.5mm ロック付
SNT30003	18.5cm 曲 0.5mm ロック無	SNT30007	20.0cm 曲 0.5mm ロック無
SNT30004	18.5cm 曲 0.5mm ロック付	SNT30008	20.0cm 曲 0.5mm ロック付




Hemostatic Forceps 止血鉗子

オシャネシー剥離鉗子 曲・1/2曲・ライトアングル



曲
SCT40019 18.5cm



1/2曲
SCT40020 18.5cm



ライトアングル
SCT40021 18.5cm


SCT40027



曲
SCT40022 20.0cm



1/2曲
SCT40023 20.0cm





ライトアングル
SCT40024 20.0cm
SCT40027 22.0cm
SCT40030 24.0cm

Hemostatic Forceps 止血鉗子


ハルステッド・モスキート止血鉗子


SCT40015	12.5cm	無鉤	直
SCT40016	12.5cm	無鉤	曲
SCT40017	12.5cm	有鉤	直
SCT40018	12.5cm	有鉤	曲

SCT40015 

SCT40016 

SCT40017 

SCT40018 



SCT40016

ハルステッド・モスキート止血鉗子 ベリーデリケート 先端0.6mm

SCT40055	12.5cm	無鉤	直
SCT40056	12.5cm	無鉤	弱弯
SCT40057	12.5cm	無鉤	強弯
SCT40058	12.5cm	無鉤	ライトアングル
SCT40059	12.5cm	有鉤	直 1×2T
SCT40060	12.5cm	有鉤	弱弯 1×2T
SCT40061	12.5cm	有鉤	強弯 1×2T
SCT40062	12.5cm	有鉤	ライトアングル 1×2T

SCT40055 

SCT40056 

SCT40057 


SCT40058 

SCT40059 

SCT40060 

SCT40061 

SCT40062 



SCT40061




SCT40062


Hemostatic Forceps 止血鉗子

ペアン鉗子

SCT40063 無鉤直 14.0cm
SCT40064 無鉤曲 14.0cm

SCT40063 


SCT40064 



コッヘル鉗子

SCT40065 有鉤直 14.0cm 1×2T
SCT40066 有鉤曲 14.0cm 1×2T

SCT40065 

SCT40066 



Vascular Dilators 血管鉤・血管拡張器

ミニ単鉤

SKT50077 13cm



形成ストレート単鉤

SKT50076 鋭 13cm



単鉤

SKT50007 16cm



形成単鉤

SKT50079 鈍爪 A 15.0cm
SKT50080 鈍爪 B 15.0cm
SKT50081 鈍爪 C 15.0cm
SKT50082 鋭爪 A 15.0cm
SKT50083 鋭爪 B 15.0cm
SKT50084 鋭爪 C 15.0cm



二爪鉤

SKT50091 13cm 1.5mm 巾
SKT50092 13cm 2.0mm 巾



フリーア二爪鉤

SKT50090 15cm 3mm 巾



Vascular Dilators 血管鉤・血管拡張器


フレキシブルニ爪鉤

SKT50100 鋭 16cm 上部スプリング付き
SKT50101 鈍 16cm 上部スプリング付き



形成ニ爪鉤

SKT50093 鋭小 15.0cm
SKT50094 鋭大 15.0cm
SKT50095 鈍小 15.0cm
SKT50096 鈍大 15.0cm




ジョセフニ爪鉤

SKT50085 2mm巾 16.0cm
SKT50086 4mm巾 16.0cm
SKT50087 6mm巾 16.0cm
SKT50088 8mm巾 16.0cm



コルトニ爪鉤

SKT50097 10mm x 14.0cm
SKT50098 左玉 10mm x 14.0cm
SKT50099 右玉 10mm x 14.0cm



ホーマンニ爪鉤 玉付

SKT50104 両玉付 16.5cm



牽引扁平二爪鉤

SKT50070 二爪鉤・扁平鉤 16.5cm



牽引両頭扁平鉤

SKT50004 16.5cm



面包圧子

SKT50028 片矢 15cm
SKT50029 両頭圧子 9.5cm



アドソン フック

SNT50072 先鈍 20.0cm 90°



マイクロ フック


SNT50017 先鋭 18.5cm 90°




Vascular Dilators 血管鉤・血管拡張器

神経鉤

SNT50033 23.0cm
SNT50034 先鈍 90° 0.5mm 23.0cm



SNT50033



SNT50034



クライエンビュール血管・神経鉤

SNT50013 玉付小 ϕ 1.0mm 18.5cm
SNT50014 玉付大 ϕ 1.0mm 18.5cm
SNT50015 玉無小 18.5cm
SNT50016 玉無大 18.5cm



SNT50013


SNT50014

SNT50015

SNT50016

ヤサーギル・マイクロ結紮ガイド

SNT50001 弱弯 18.5cm
SNT50002 強弯 18.5cm
SNT50003 90° 18.5cm
SNT50004 135° 18.5cm



SNT50001

SNT50002

SNT50003


ヤサーギル・マイクロ結紮フォーク

SNT50012 18.5cm



バイオネット エレベーター

SNT50032 幅2.75mm 22.5cm



VIEW ON ARROW



SECTION A-A



バイオネット マイクロ鋭匙

SNT50028 22.0cm



ヤコブソン・マイクロプローブ

SNT50011 18.5cm



マイクロキュレット

SNT50018 直 φ3.0mm 21.0cm



バイオネット マイクロキュレット

SNT50035 90° 上向 φ3.0mm 25.5cm

SNT50036 90° 下向 φ3.0mm 25.5cm

SNT50037 45° 上向 φ2.25mm 25.5cm

SNT50038 90° 上向 φ3.0mm 28.0cm

SNT50039 40° 下向 φ3.0mm 28.0cm

SNT50040 45° 上向 φ2.25mm 28.0cm



バイオネット マイクロディセクター

SNT50029 小 幅1.15mm 23.0cm

SNT50030 中 幅1.7mm 23.0cm




SNT50031 大 幅2.1mm 23.0cm



SNT50029

SNT50030

SNT50031




ヤサーギル・バイオネット マイクロ剥離子

SNT50023 下向弯曲 18.5cm

SNT50024 上向弯曲 18.5cm

SNT50025 下向弱弯 18.5cm



ヤサーギル・マイクロ剥離子

SNT50006 アングル 18.5cm

SNT50007 丸形 18.5cm

SNT50008 弱弯 18.5cm

SNT50009 強弯 18.5cm



Dissectors 剥離子

ヤサーギル・マイクロディセクター

SNT50010 18.5cm



フリーアエレベータ

SKT50005 大 18cm

SKT50006 小 18cm



ディーナイフ

SKT50014 大 17cm

SKT50015 小 17cm



耳用ナイフ

SKT50002 大 17.5cm

SKT50003 小 17.5cm



ヤコブソン・マイクロ血管メス

SNT50005 18.5cm



ヤサーギル・マイクロ血管メス

SNT50021 上向弯曲 18.5cm

SNT50022 下向弯曲 18.5cm

SNT50026 上向弯曲 21.5cm

SNT50027 下向弯曲 21.5cm



SNT50021



SNT50022

バイオネット マイクロ血管メス

SNT50019 鋭 18.5cm

SNT50020 鈍 18.5cm



SNT50021



SNT50020

耐熱プラマイクロケース

- F901-01 254 × 152 × 57 2段
- F901-02 254 × 152 × 57
- F901-03 254 × 152 × 19
- F901-04 190 × 102 × 19
- F901-05 152 × 64 × 19



F901-01



F901-03



F901-05

F901-04

MA Corporation. Japan.