




TITANIUM

## Ophthalmic Surgical Instruments



## 眼科手術器具

株式会社エムエーコーポレーション  
<http://www.maco-jp.com/>

弊社 チタン製品

神

SAKAKI

の魅力について

## ドクターとの共同開発による、 日本のドクターのための医療機器

～多くのドクターのニーズに必ずお答え出来る製品と確信しております～

手術中の手にぴったりフィットした使い心地により、より安全、より快適を実現しました。  
重さを45%軽減する事により、長時間の手術、繊細な手術においてのドクターの負担を軽減します。  
特に脳神経、眼科、心臓血管、形成外科手術のご使用に最適です。

磁気を帯びないため、持針器が針を引き寄せる事無く、iMRIでも安全にお使いいただけます。

錆の心配が無く、アレルギー反応を起こす事も無いため、安心してご使用いただけます。

耐久性、腐食性に優れているだけでなく、洗浄等のメンテナンスの面においての手間も軽減します。

弊社製品独自の青色は、手術中のライトの光による目の疲れを緩和します。

## より確かな把持力と、操作性



弊社のチタン製品は「SAKCOT セーフティ™」により  
コーティングされています

### 従来の加工法製品との違い

手術中に人体に破片を残す心配がない。

針を傷める事なくしっかりと固定し、滑る事がない。

## 目次

鑷子 . . . . .	1—2
Tissue Forceps	
剪刀 . . . . .	3
Scissors	
持針器 . . . . .	4
Needle Holders	
カリパー・涙管消息子 . . . . .	5
Caliper・Lachrymal Probe	
スパーテル . . . . .	6
Spatulas	
フック . . . . .	7
Hooks	
開瞼器 . . . . .	8
Eye Speculums	


# Tissue Forceps 鑷子

## マイクロ縫合ピンセット

SOT-1001 直 0.3mmノッチ付 85mm

SOT-1002 直 0.2mmノッチ付 TCC付 85mm

SOT-1005 直 0.3mmノッチ付 TCC段付 90mm-



SOT-1001




SOT-1002



## マイクロ縫合ピンセット

SOT-1003 直角型 有鉤 0.12mm TCC段付 89mm

SOT-1004 直前方突出型 有鉤 0.12mm TCC段付 90mm




SOT-1003



4

## 結紮ピンセット

SOT-1006 アングル型 11mm TCC段付 111mm



## ホープル睫毛ピンセット

SOT-1007 TCC 100mm




## ソープ角膜異物ピンセット

SOT-1008 110mm




## マイクロ角膜縫合ピンセット

SOT-1009 0.12mm TCC 段付 85mm




## マイクロ角膜縫合ピンセット

SOT-1010 直ノッチ付 TCC 段付 PH型 83mm




## ポーフィック縫合ピンセット

SOT-1011 直無鉤 0.12mm TCC 段付 90mm



## マイクロ角膜縫合ピンセット

SOT-1012 有鉤直 0.12mm TCC 段付 85mm



## デマル挟験器

SOT-1013 L 19×31mm

SOT-1014 M 16×26mm

SOT-1015 S 12×20mm



SOT-1014

# Scissors 剪刀

## マイクロ眼科スプリング剪刀

SOT-2003 曲両尖 108mm



## 西エンドカプスラーマイクロ剪刀

SOT-2005 曲両尖 85mm



## 永田氏マイクロデリケート剪刀

SOT-2006 曲両尖 80mm



## バラックケー角膜持針器

SOT-3001 130mm 曲 TCC  
SOT-3002 130mm 曲 TCC



## バラックケー持針器

SOT-3003 105mm 曲 TCC付 ロック付



## バラックケー角膜縫合用持針器

SOT-3004 100mm 曲 TCC付 ロック無



## マイクロデリケート持針器

SOT-3005 124mm 曲 TCC  
SOT-3006 124mm 曲 TCC



## マイクロデリケートファイン持針器

SOT-3007 120mm 曲 TCC  
SOT-3008 120mm 曲 TCC



## バラックマイクロ持針器

SOT-3009 110mm 曲 TCC付 ロック付



## カストロヴィーホーカリパー


SOT-4001 80mm 直  
SOT-4002 80mm 曲

SOT-4001



## ボーマン涙管消息子

SOT-5001 0-01 130mm  
SOT-5002 02-03 130mm  
SOT-5003 04-05 130mm  
SOT-5004 06-07 130mm  
SOT-5005 08-09 130mm  
SOT-5006 1-2 130mm  
SOT-5007 3-4 130mm  
SOT-5008 5-6 130mm



記号	SOT-5001	SOT-5002	SOT-5003	SOT-5004	SOT-5005	SOT-5006	SOT-5007	SOT-5008
番号	0	02	04	06	08	1	3	5
直径 (mm)	0.45	0.55	0.65	0.75	0.90	1.10	1.30	1.50
番号	01	03	05	07	09	2	4	6
直径 (mm)	0.50	0.60	0.70	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60

## ヴィルダー涙管拡張針

SOT-5009 太#3 L 109mm  
SOT-5010 中#2 M 108mm  
SOT-5011 細#1 S 108mm



## スパーテル

SOT-5012 1.0mm  
SOT-5013 1.5mm  
SOT-5014 2.0mm  
SOT-5015 2.5mm  
SOT-5016 3.0mm



## ストレートスパーテル

SOT-5017 1.0mm  
SOT-5018 1.5mm



# Hooks フック


## シンスキー氏眼内レンズポジショニングフック

SOT-5019 曲 0.20mm×18mm




## 眼内レンズブッシュアンドプル鉤

SOT-5020 曲 25mm



## 核分割フック


SOT-5021 18.5mm




## 永原フェコチョッパー

SOT-5022 16mm

SOT-5023 16mm 左利き



SOT-5022 -




SOT-5023




## レンチレポジションフック

SOT-5024 137mm 曲



## バラック氏開瞼器 II型

SOT-6001 S 0.8mm



## バラック開瞼器

SOT-6004 ソリッド



## 開瞼器

SOT-6005 リーパーマン



## 開瞼器

SOT-6006 リーパーマン



## 開瞼器

SOT-6007 リーパーマン



## デマル開瞼鉤

SOT-7001 L・17mm  
SOT-7002 M・14mm  
SOT-7003 S・11mm  
SOT-7004 SS・8mm



SOT-7002

# Plastic Sterilization Trays 滅菌トレー

## 耐熱プラマイクロケース


F901-01	254 × 152 × 57	2段
F901-02	254 × 152 × 57	
F901-03	254 × 152 × 19	
F901-04	190 × 102 × 19	
F901-05	152 × 64 × 19	




F901-01



F901-03



F901-05



F901-04

本カタログに掲載している商品の仕様・形状は、改良等の理由により、予告無しに変更する場合がございます。

取扱店：お問い合わせ、お申し込みは、

製造元  
**株式会社エムエーコーポレーション**

千葉工場 〒278-0006 千葉県野田市柳沢42-137

製造許可番号：12BZ200044

ISO認証：ISO 13485:2003 ISO 9001:2008